

Návod na použitie

Aspecton[®] sprej do nosa

Sprej proti nádche s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa

*Milá používateľka, milý používateľ,
pozorne si prečítajte celý návod na použitie, pretože obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste mali zvážiť pri použití tejto zdravotníckej pomôcky. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.*

Zloženie

Hypertonický roztok morskej soli (čo zodpovedá 1,1% roztoku kuchynskej soli), hypromelóza, dexpanthenol, gáfor, levomentol, tymianový olej, eukalyptový olej, mäťový olej, edetát disodný, hydroxid sodný.

Neobsahuje žiadne konzervačné látky.

Druh zdravotníckej pomôcky a obsah

Aspecton sprej do nosa s roztokom morskej soli na vstrekovanie do nosa je dostupný v baleniach po 20 ml a 30 ml.

Použitie

Pomoc pri nádche a upchatom nose

Sprej do nosa ako sprievodné opatrenie pri nádche a/alebo upchatom nose

Kontraindikácie

Aspecton sprej do nosa sa nesmie používať v prípade známej precitlivosti na ktorúkoľvek zo zložiek alebo ochorenia dýchacích ciest, ktoré je spojené s výraznou precitlivosťou dýchacích ciest (napr. bronchiálna astma).

Okrem toho sa Aspecton sprej do nosa nemá používať po operácii nosa alebo po úrazoch v oblasti nosa.

Použitie u detí

Aspecton sprej do nosa sa nemá používať u detí vo veku menej ako 8 rokov.

Tehotenstvo a dojčenie

Nie sú k dispozícii žiadne štúdie o použití Aspectonu spreja do nosa počas tehotenstva a dojčenia. Z tohto dôvodu ho môžete používať iba po konzultácii s vaším lekárom.

Interakcie s inými látkami

Doteraz žiadne známe.

Vedľajšie účinky

Nedajú sa vylúčiť reakcie precitlivenosti a bronchospazmy.

Pokyny na dávkovanie, spôsob a trvanie použitia

Pred prvým použitím naskrutkujte rozprašovaciu hlavičku:

Odstráňte ochranný kryt z pumpičky. Odskrutkujte skrutkovací uzáver zo sklenenej fľašky. Potom ihneď naskrutkujte rozprašovaciu hlavičku. Fľašku pred použitím potrate a následne odstráňte ochranný kryt z rozprašovacej hlavičky.

Pred prvým použitím niekoľkokrát stlačte pumpičku, až kým sa neuvoľňuje sprejová hmľa.

Pre všetky ďalšie použitia je odmerný sprej pripravený na použitie.

Z hygienických dôvodov sa odporúča rozprašovaciu hlavičku po každom použití utrieť dosucha a znovu nasadiť ochranný kryt.

Dávkovanie pre dospelých a deti vo veku od 8 rokov:

1 - 2 streky Aspectonu spreja do nosa do každej nosovej dierky viackrát denne podľa potreby.

Aspecton sprej do nosa sa ako sprievodné opatrenie pri nádche a/alebo upchatom nose môže používať počas 7 - 14 dní. Ak nedôjde k zlepšeniu príznakov, musíte sa obrátiť na lekára.

Pri závažnejších príznakoch, ktoré si vyžadujú časovo obmedzené používanie prípravku na odstránenie lokálneho opuchu, sa odporúča po ukončení používania spreja do nosa na odstránenie opuchu pokračovať v používaní Aspectonu sprej do nosa ešte niekoľko dní až do vymiznutia príznakov.

Pri súbežnom použití so sprejom do nosa na odstránenie opuchu sa má najskôr použiť Aspecton sprej do nosa.

Poznámky a informácie o čase použiteľnosti

Dátum expirácie tohto balenia je uvedený na vonkajšom a vnútornom obale. Zdravotnícka pomôcka sa nemá používať po dátume expirácie.

Po otvorení má Aspecton sprej do nosa čas použiteľnosti 28 dní.

Poznámky k uchovávaniu

Aspecton sprej do nosa uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Uchovávajte pri teplote do 25 °C.

Výrobca:

Krewel Meuselbach GmbH, Krewelstrasse 2, D-53783 Eitorf, Nemecko
Tel.: +49 (0)02243 / 87-0, Fax: +49 (0)02243 / 87-175

Dostupné len v lekárňach

Dátum revízie textu

September 2015

[CE označenie]

Všeobecné informácie pre používateľov**Aspecton sprej do nosa prináša úľavu pri nádche a upchatom nose.**

Najmä počas sezóny nádchy sme pravidelne vystavení veľkému počtu nádchových vírusov, proti ktorým sa nevieme brániť. Pri nádche opuchne nosová sliznica a vylučuje hustý lepkavý hlien. Nos sa upcháva. Nemôžeme voľne dýchať. Najmä v tomto období je obzvlášť dôležité správne ošetrovanie citlivej nosovej sliznice.

Roztok morskej soli, ktorý je v Aspectone spreji do nosa, čistí a zvlhčuje upchatý nos.

Aspecton sprej do nosa neobsahuje konzervačné látky.

Produkt obsahuje éterické oleje s charakteristickou vôňou. Pri maximálnych rozpustných koncentráciách spôsobujú tieto zložky zakalenie roztoku. Toto zakalenie nemá žiadny vplyv na kvalitu.

Zoznam symbolov

Kód dávky



Použiteľné do